

Аксессуары для Pro Focus 2202

Аксессуары для Pro Focus 2202

UA 2410

Пульт дистанционного управления (ПДУ)



Пульт дистанционного управления для сканера 2202. Позволяет пользователю управлять основными функциями устройства на расстоянии. Пульт можно подвергать дезинфекции и стерилизации. Идеален для операционных.

UA 1271

Адаптер для ПДУ. Нужен для присоединения UA 2410 к 2202.

UA 0076

Стерильный чехол, 14*147 см., не содержит латекс.

QA 0228

Инструмент для настройки трекбола



UA 1215

Педальный переключатель



Двухпедальный ножной переключатель. Обе педали настраиваются пользователем при подключении к сканерам 2202 Yellow, Green или Blue.

DS 0967

Подставка для рук для панели 2202



Съемная подставка для рук может быть использована для снижения напряжения кистей при работе с клавиатурой.

UA 1202

Педальный переключатель



Педальный переключатель для сканеров Pro Focus 2202 и Flex Focus 1202.

DZ 9756

Вставка для держателя датчика



Вставка для держателя датчика на сканере. Это приспособление обеспечивает надежное крепление к сканеру даже такого небольшого датчика как 8809. В комплект поставки датчика включена одна вставка.

AO 0421

Удлинительный кабель для передней панели



Уникальная разработка компании В-К Medical. С помощью данного удлинительного кабеля управление сканером можно осуществлять с расстояния до 3-х метров.

UA 1302

Держатель датчика



Для фиксации всех больших эндоскопических датчиков и устройства перемещения ECRM в надежном положении, когда оно не используется.

DZ 9772

Держатель для датчика 8838 для сканера Pro Focus 2202 Ultra View

SC 1624

Наклейки сочетаний клавиш для Pro Focus

UA 0955

Чехол для сканера

Для серий 2101 и 2102. Для защиты сканеров, когда они не используются.

UA 0959

Упаковка для транспортировки

Для 2202.

UA 4100

Цифровой ч/б принтер в комплекте.

Должен быть заказан отдельно. Состоит из принтера Sony UP-D897, USB кабель, сетевой кабель и 10 рулонов бумаги для принтера.

UA 2240

Полка для принтера

EQ 4102

Монитор SONY



Медицинский LCD-монитор SONY LMD2140MD с улучшенным качеством изображения.

UA 1303

Задняя полка



Задняя полка для установки небольших устройств документирования изображений, например, В/В видеопринтеров, DICOM интерфейса и других. Доступ к принтеру с обеих сторон сканера.

DP 0889

Держатель бумаги



Бумага с принтера больше не падает на пол. Распечатки с В/В принтеров попадают в держатель бумаги также, как и на принтерах Sony или Mitsubishi. Устанавливается под принтером.