

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ

ВАКУУМНЫЙ МАТРАС EM-10/7RS

Вакуумный матрас STANDARD – матрас, многоразового использования, предназначены для стабилизации и транспортировки пациента в определенном положении тела. Матрас произведен из высококачественного материала, с обеих сторон обработанного слоем PVC. Внутренний наполнитель помещен в отдельных продольных камерах, предотвращающих смещение наполнителя, что значительно сокращает время подготовки матраса к использованию. Пластиковая каркасная поддержка, расположенная в области поясничного отдела, дает возможность снизить количество наполнителя, а тем самым и вес матраса. Неотделимой частью матраса является защитная нижняя часть, прикрепленная к матрасу. По периметру матраса расположены 8 ручек для транспортировки пациента и 3 ремня для его фиксации.

Преимущества:

- 14 отдельных продольных камер
- подходит для пациента любого телосложения
- прост в обращении и эксплуатации
- пропускает рентгеновские лучи
- произведен из легко моющегося и дезинфицируемого материала
- использование в различных температурных условиях
- отличная теплоизоляция
- достаточно легкая масса матраса



- Размеры: 200 x 86 см
- Вес: 5,5 кг



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)

U pekárny 438, 763 14 Zlín, Czech Republic

sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz

phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363

NCAGE: 9D97G



www.egozlin.cz