

# СРЕДСТВА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБ СПАСЕНИЯ

## Спинай фиксирующий корсет EZD-10/К

# INOVATION

Спинай корсет многократного использования для правильной стабилизации и фиксации позвоночника и головы при транспортировке пациента из места чрезвычайной ситуации в мед.учреждение

Корсет состоит:

- 4 фиксирующих ремня (синий и желтый для тазовой части, красный для поддержки ног)
- 1 съемный фиксатор головы. Фиксатор головы изготовлен из мягкого материала для обеспечения комфорта пациента.
- спинай поддержка в виде деревянных ламел, вставленных во внутрь корсета. Швы обработаны ВЧ-сваркой.

ремень для высвобождения  
пациента из труднодоступных мест

ремни для манипуляций  
- ремни для  
высвобождения  
пациента из  
труднодоступных мест и  
манипуляций с ним

фиксатор головы

фиксирующие ремни -  
поясничная область

фиксирующие ремни  
- тазобедренная  
область/ноги

Размеры:

- Длина: 87 см
- Ширина: 84 см
- Вес: 2,5 кг



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)

U pekárny 438, 763 14 Zlín, Czech Republic

sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz

phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363

NCAGE: 9D97G



[www.egozlin.cz](http://www.egozlin.cz)